

# Einführschleuse

## Einführschleuse mit Hämostaseventil

Unsere Einführschleusen zeichnen sich durch ihren atraumatischen Übergang von Dilatator auf Schleuse und ihr hervorragendes Hämostaseventil aus. Sie sind optimal geeignet für den arteriellen und venösen Zugang mittels

Punktionstechnik. Wir bieten die Schleusen im Set zusammen mit einem Führungsdraht an. Es stehen auch Sets mit zusätzlicher Punktionsnadel oder Punktionsnadel und Spritze zur Verfügung.

## Eigenschaften und Vorteile

- Atraumatische Einführschleuse mit sanftem Übergang von Dilatator auf Schleuse
- Dichtes Hämostaseventil
- Einrastfunktion für Dilatator
- Sideport mit 3-Wege-Hahn
- Nahtring
- Geeignet für arteriellen und venösen Zugang
- French-Größe farbcodiert

## Varianten

- Größen 4-9 (10) French
- Inkl. Führungsdraht, 50 cm lang, mit gerader und J-Spitze, 0.038" oder 0.035"
- Verschiedene Sets inkl. Nadel 18G, 7 cm oder inkl. Nadel und 10 ml Spritze verfügbar



# Bestellinformationen

## Einführschleuse mit 0,038“ Führungsdraht

| Artikel | Größe | Führungsdraht | Länge | Länge Dilatator | Bestellnr. |
|---------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
| F47705V | 5 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500025   |
| F47706V | 6 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500035   |
| F47707V | 7 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500045   |
| F47708V | 8 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500055   |
| F47709V | 9 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500065   |

## Einführschleuse mit 0,035“ Führungsdraht

| Artikel    | Größe | Führungsdraht | Länge | Länge Dilatator | Bestellnr. |
|------------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
| F47704V    | 4 F   | 0,035“        | 11 cm | 12,6 cm         | 33500010   |
| F47705V.35 | 5 F   | 0,035“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500020   |
| F47706V.35 | 6 F   | 0,035“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500030   |
| F47707V.35 | 7 F   | 0,035“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500040   |
| F47708V.35 | 8 F   | 0,035“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500050   |
| F47709V.35 | 9 F   | 0,035“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500060   |

## Einführbesteck: Einführschleuse mit Führungsdraht, Spritze und Nadel

| Artikel   | Größe | Führungsdraht | Länge | Länge Dilatator | Bestellnr. |
|-----------|-------|---------------|-------|-----------------|------------|
| F47704VSK | 4 F   | 0,035“        | 11 cm | 12,6 cm         | 33500017   |
| F47705VSK | 5 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500027   |
| F47706VSK | 6 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500037   |
| F47707VSK | 7 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500047   |
| F47708VSK | 8 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500057   |
| F47709VSK | 9 F   | 0,038“        | 11 cm | 13,1 cm         | 33500067   |

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Telefon: 0241-997532-22 | Fax: 0241-997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.