

Inflationsspritze Demax

Einzeln oder als Set mit Y-Konnektor, Torquer und Einführhilfe

Wir bieten unterschiedliche Ballon-Inflationsspritzen an, einzeln oder im Set mit Y-Konnektor, Torquer und Einführhilfe. Mit einem Spritzenvolumen von 20 ml oder 30 ml und

einem maximalen Inflationsdruck von 30 atm oder 40 atm decken unsere Inflationsspritzen die Anforderungen aller üblichen Interventionen in Katheterlaboren ab.

Eigenschaften

- Ergonomisches Design
- Patentierte Selok®-Technologie
- Präzise Druckmessung, fluoreszierendes Manometer
- Spritzenvolumen 20 ml oder 30 ml
- Maximaler Inflationsdruck 30 atm oder 40 atm
- Klarer Spritzenkörper mit leichtgängigem Kolben
- 25 cm Gewebe-Hochdruckschlauch mit Rotationsadapter
- Inkl. Hochdruck 3-Wege-Hahn (off)

Vorteile

- Geeignet für Links- und Rechtshänder, einfach zu bedienen
- Stabiler Druck, kein Druckabfall
- Schnelllösetaste zur einfachen Druckentlastung
- Hohe Genauigkeit
- Kontrollierbar luftblasenfreie Befüllung



Bestellinformationen

Inflationsspritze

Artikel	Spritzen- volumen	Max. Inflationsdruck	VE	REF-Code	Bestellnr.
Inflationsspritze Demax 2030	20 ml	30 atm	20 Stück	DID30S(OFF)	11000107
Inflationsspritze Demax 2040	20 ml	40 atm	20 Stück	DHD20P/OFF	31500008
Inflationsspritze Demax 3030	30 ml	30 atm	20 Stück	DPD30/OFF	31500009
Inflationsspritze Demax 3040	30 ml	40 atm	20 Stück	DHD30P/OFF	31500010
Optional mit:					
■ Y-Konnektor, Einführhilfe und Torquer					

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: 0241-997532-22 | Fax: 0241-997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.