

Y-Konnektor Sets

mit Einführhilfe und Torquer

Wir bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Y-Konnektoren für Ihre Interventionen im Katheterlabor an. Sie können aus allen gängigen Ventilarten für die Abdichtung/Arretierung wählen, wie Tuohy-Borst-Ventil/Drehventil, Push-Click-Ventil oder Push-Pull-Ventil. Die hämostatischen

Ventile haben einen durchsichtigen Körper zur einfachen Überprüfung des Durchflusses und der Luftblasenfreiheit. Sie bekommen unsere Y-Konnektoren einzeln oder im Set mit Einführhilfe und Torquer sowie mit/ohne Verlängerung.

Eigenschaften

- Ventil in den Varianten Dreh/Tuohy-Borst, Push-Pull oder Push-Click
- Im Set mit Einführhilfe 21 G x 95 mm und Torquer 0.014" oder 0.035"
- Großer Innendurchmesser
- Mit oder ohne Verlängerung

Vorteile

- Zuverlässige Arretierung
- Auslaufsichere Dichtung
- Reduziert effektiv den Blutverlust
- Klarer Körper für gute visuelle Kontrolle von Durchfluss und Luftblasenfreiheit



Bestellinformationen

Y-Konnektor Sets mit Einführhilfe und Torquer

Artikel	Torquer	ID	VE	REF-Code	Bestellnr.
Y-Konnektor Set Drehventil Demax	0.014" – 0.021"	9F	60	DRY01B	31500000
Y-Konnektor Set Drehventil medK 35	0.035" – 0.038"	8F	25	9822900120	31300013
Y-Konnektor Set Push-Click Demax	0.014" – 0.021"	8F	60	DPY01B	31500002
Y-Konnektor Set Push-Click medK 35	0.035" – 0.038"	9F	25	9822910120	31300012
Y-Konnektor Set Push-Pull medK	0.014"	8F	25	9822915110	31300000
Y-Konnektor Set Push-Pull medK 35	0.035" – 0.038"	8F	25	9822915120	31300001

Optional:

- alle Y-Konnektoren auch mit Verlängerung (15 cm, 25 cm, 50 cm) erhältlich
- alle Y-Konnektoren auch einzeln erhältlich

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: 0241-997532-22 | Fax: 0241-997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

Produkte unserer Partner



Lieferumfang

Y-Konnektor mit/ohne Verlängerung | Einführhilfe 21 G x 95 mm | Torquer 0.014" oder 0.035"

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.