

# Handsteuerset

## für Kontrastmittel-Injektionssysteme

Das Handsteuerset ist optimal auf die Verwendung mit dem Kontrastmittel-Injektionssystem ACIST CVi™ abgestimmt. Es enthält eine Handsteuerung sowie alle

weiteren Bestandteile des Originalsets wie den Hochdruck-3-Wegehahn und den Hochdruckschlauch in passender Ausführung.

**Kompatibel, zuverlässig, wirtschaftlich.**

### Vorteile

- 100 % kompatibel
- Günstige Alternative
- Hohe Versorgungssicherheit durch Herstellung in Europa

### Inhalt

- Handsteuerung, kompatibel mit ACIST CVi™
- Hochdruckschlauch 1.200 PSI, 140 cm lang, m/m LL
- Hochdruck-3-Wege-Hahn OFF mit Rotationsadapter



# Bestellinformationen

## Handsteuerset

Artikel	Kompatible Systeme	Länge Hochdruckschlauch	REF-Code	Bestellnr.
Handsteuerset	ACIST CVi™ Kontrastmittel- Injektionssystem <sup>1</sup>	140 cm	MNS2700158	31300025

## Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: +49 241 997532-22 | Fax: +49 241 997532-99 | E-Mail: [kundenservice@bispingmed.de](mailto:kundenservice@bispingmed.de)

Ein Produkt unseres Partners



<sup>1</sup>ACIST CVi™ Kontrastmittel-Injektionssystem ist eine Marke von ACIST Medical Systems, Inc.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.