

Zusatzset Hochdruckpumpe

für Kontrastmittel-Injektionssysteme

Das Zusatzset Hochdruckpumpe ermöglicht die kostengünstige und ressourcenschonende Mehrfachverwendung der Handsteuerung von Hochdruckpumpen, wie dem ACIST CVi™ Kontrastmittel-Injektionssystem¹. Alle Einmalprodukte des ACIST-Sets¹, die mit dem Patienten oder Patientenflüssigkeiten in Kontakt kommen, werden durch

gleichwertige Komponenten ersetzt. Die Handsteuerung mit Anschlusschlauch wird dabei steril in einer PE-Abdeckhülle verpackt und geschützt. So kann die Handsteuerung für die Behandlung weiterer Patienten wiederverwendet werden, wodurch Kosten gesenkt und wertvolle Ressourcen geschont werden.

Vorteile

- Senkt Kosten
- Schont Ressourcen
- Benötigt wenig Platz

Inhalt des Sets

- Hochdruck-3-Wegehahn OFF mit Rotationsadapter
- Hochdruckschlauch 1.200 PSI, 150 cm lang, m/m LL
- Sterile PE-Abdeckhülle 15x200 cm für die Handsteuerung mit Anschlusschlauch



Bestellinformationen

Zusatzset Hochdruckpumpe

Artikel	Kompatible Systeme	Länge Hochdruckschlauch	REF-Code	Bestellnr.
Zusatzset Hochdruckpumpe	ACIST CVi™ Kontrastmittel-Injektionssystem ¹	150 cm	DE-K43108	10000009

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: +49 241 997532-22 | Fax: +49 241 997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

¹ACIST CVi™ Kontrastmittel-Injektionssystem ist eine Marke von ACIST Medical Systems, Inc.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.

Ein Produkt unseres Partners

KIMAL
delivering healthcare innovation