

Map-iT® T3 TriDeca™

Hochauflösender Mapping-Katheter mit 30 Elektroden

Der Map-iT T3 TriDeca ist ein steuerbarer Mapping-Katheter, der erste TriDeca, der speziell für die hochauflösende elektro-physiologische Kartierung von ventrikulären Tachykardien entwickelt wurde. Mit seinen 30 dicht angeordneten Elektroden liefert er eine höhere Anzahl an Mapping- und Elektro-

grammdaten und gewährleistet eine exzellente Signalqualität. Alle Map-iT-Katheter sind mit einem geflechtverstärkten Schaft ausgestattet, der eine hohe Pushability, eine einfache Platzierung und eine konstant gute Handhabung auch bei langen Verfahren gewährleistet.

Treffsicher auf den Punkt:


Dreißig 1-mm-Elektroden für eine präzise, hochaufgelöste Kartierung

Eigenschaften

- Der erste TriDeca für VT: 30 1-mm-Elektroden bieten präzise, hochaufgelöste Signale für ihr PVC- und VT-Mapping
- Effizient und vielseitig: Schnelles Mapping mit hoher Dichte in der gesamten kardialen Anatomie
- Scharfe Signalqualität: Hervorragend geeignet für die Erstellung der Ventrikelgeometrie mit kompatiblen 3D-Mappingsystemen

Technische Daten

- Anzahl Elektroden: 30
- Elektrodenabstand: 1/1/1; 1,5/1,5/1,5; 2/2/2 mm
- Ring Elektrode: 1 mm
- Elektrodenmaterial: Platin/Iridium
- Nutzbare Katheterlänge: 110 cm
- Katheter-Außendurchmesser: 6F
- Kurve: MPD-B, MPD-D, MPD-CS-M



Bestellinformationen

Map-iT® T3 TriDeca™

Artikel	Elektroden	Elektroden- Abstand (mm)	Ring Elektrode (mm)	Kurve	Nutzbare Länge (cm)	REF-Code	Bestellnr.
T3 TriDeca 30-1 B	30	1-1-1	1	MPD-B	110	930101	30040008
T3 TriDeca 30-1 D	30	1-1-1	1	MPD-D	110	930103	30040009
T3 TriDeca 30-1,5 B	30	1,5-1,5-1,5	1	MPD-B	110	930102	30040010
T3 TriDeca 30-1,5 D	30	1,5-1,5-1,5	1	MPD-D	110	930104	30040011
T3 TriDeca 30-2 CS-M	30	2-2-2	1	MPD-CS-M	110	930105	30040012

Verbindungskabel

Artikel	REF-Code	Bestellnr.
Map-iT Deca Anschlusskabel 10-polig 210 cm	901957	30040002
Für den TriDeca werden 3 Anschlusskabel benötigt		

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: +49 241 997532-22 | Fax: +49 241 997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.