

Map-iT® CS Navigator™

(Duo) Dekapolarer Koronarsinus-Mikro-Mappingkatheter

Der Map-iT CS Navigator ist ein fixed curve Mikro-Mapping-Katheter für lineares Mapping mit hoher Dichte und aktiver Tip-Elektrode mit nur 2F Durchmesser. Er liefert bipolare Signale aus bisher nicht zugänglichen Bereichen und ermöglicht mit seinen engen Elektrodenabständen die zuverlässige Lokalisierung des Arrhythmie-Ursprungs. Mit optimalen Signalen sorgt der CS Navigator für eine präzise

Kartierung des LV-Summits, der Seitenäste, mittleren Herzvene und Marshall-Vene. Er ist verfügbar in zwei Elektrodenabstands-Konfigurationen sowie in einer dekapolaren und einer duo-dekapolaren Version. Alle Map-iT-Katheter sind mit einem geflechtverstärkten Schaft ausgestattet, der eine hohe Pushability, eine einfache Platzierung und eine konstant gute Handhabung auch bei langen Verfahren gewährleistet.

Neuland entdecken:


Besonders kleiner, besonders präziser Mapping-Katheter für die maximal distale Platzierung über den Koronarsinus bis in die tiefen Lateralvenen

Eigenschaften

- Active Tip: Die 2F Active Tip Elektrode liefert ein bipolares Signal von der äußersten distalen Anatomie
- Hohe Signaldichte: Enge Elektrodenabstände ermöglichen ein präzises Signal-Mapping sowie die Lokalisierung des Arrhythmie-Ursprungs
- Erweiterte Reichweite: Verbesserte Platzierung in den kleinsten CS-Gefäßen mit dem 2F Active Tip und dem 4/3,3F Katheterschaft

Technische Daten

- Anzahl der Elektroden: 10 oder 20
- Elektrodenabstand: 18/2/2/2 mm, 18/2/5/2 mm
- Elektrodenlänge: Ringe 1 mm, Tip 0,66 mm
- Elektrodenmaterial: Platin/Iridium
- Nutzbare Katheterlänge: 120 cm
- Katheter-Außendurchmesser: 4F Katheter, 3,3F distales Ende, 2F Spitze
- Kurve: S (gerade)



Bestellinformationen

Map-iT® CS Navigator™

Artikel	Elektroden	Elektroden- Abstand (mm)	Ring Elektrode (mm)	Active Tip Elektrode (mm)	Kurve	Nutzbare Länge (cm)	REF-Code	Bestellnr.
CS Navigator 10-2	10	18/2/2/2	1	0,66	gerade	120	904222	30040003
CS Navigator 10-5	10	18/2/5/2	1	0,66	gerade	120	904252	30040004
CS Navigator 20-2	20	18/2/2/2	1	0,66	gerade	120	904220	30040006
CS Navigator 20-5	20	18/2/5/2	1	0,66	gerade	120	904250	30040007

Verbindungskabel

Artikel	REF-Code	Bestellnr.
Map-iT Deca Anschlusskabel 10-polig 210 cm, steril, aufbereitungsfähig*	901957	30040002
Für den CS Navigator Duo werden 2 Anschlusskabel benötigt		

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: +49 241 997532-22 | Fax: +49 241 997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners

*Wiederaufbereitung bis zu 10 Mal möglich.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.

