

Inflationsspritze Demax

Einzeln oder als Set mit Y-Konnektor, Torquer und Einführhilfe

Wir bieten unterschiedliche Ballon-Inflationsspritzen an, einzeln oder im Set mit Y-Konnektor, Torquer und Einführhilfe. Mit einem Spritzenvolumen von 20 ml, 30 ml oder 60 ml

und einem maximalen Inflationsdruck von 20 atm, 30 atm oder 40 atm decken unsere Inflationsspritzen die Anforderungen aller üblichen Interventionen in Katheterlaboren ab.

Ergonomisch. Schnell. Sicher.

Eigenschaften

- Ergonomisches Design
- Patentierte Selok®-Technologie
- Präzise Druckmessung, fluoreszierendes Manometer
- Spritzenvolumen 20 ml, 30 ml oder 60 ml
- Maximaler Inflationsdruck 20 atm, 30 atm oder 40 atm
- Klarer Spritzenkörper mit leichtgängigem Kolben
- 25 cm Gewebe-Hochdruckschlauch mit Rotationsadapter
- Inkl. Hochdruck 3-Wege-Hahn (off)

Vorteile

- Geeignet für Links- und Rechtshänder, einfach zu bedienen
- Stabiler Druck, kein Druckabfall
- Schnelllösetaste zur einfachen Druckentlastung
- Hohe Genauigkeit
- Kontrollierbare luftblasenfreie Befüllung



Bestellinformationen

Inflationsspritze Demax

Artikel	Spritzen- volumen	Max. Inflationsdruck	VE	REF-Code	Bestellnr.
Inflationsspritze Demax 2030	20 ml	30 atm	20 Stück	DMKID30S	11000107
Inflationsspritze Demax 2040	20 ml	40 atm	20 Stück	DHD20P/OFF	31500008
Inflationsspritze Demax 3030	30 ml	30 atm	20 Stück	DPD30/OFF	31500009
Inflationsspritze Demax 3040	30 ml	40 atm	20 Stück	DHD30P/OFF	31500010
Inflationsspritze Demax 6020	60 ml	20 atm	20 Stück	DPBD62/OFF	31500016
Inflationsspritze Demax 2030 inkl. Y-Konnektor Push Click, Einführhilfe und Torquer	20 ml	30 atm	20 Stück	DAS007	31500012
Inflationsspritze Demax 2030 inkl. Y-Konnektor Push Click mit Verlängerung, Einführhilfe und Torquer	20 ml	30 atm	20 Stück	DAS020	31500013
Inflationsspritze Demax 2030 inkl. Y-Konnektor Drehventil, Einführhilfe und Torquer	20 ml	30 atm	20 Stück	DAS001	31500017

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: +49 241 997532-22 | Fax: +49 241 997532-99 | E-Mail: kundenservice@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.