




NaviEase™

Transseptale Einführschleuse



Präzise. Atraumatisch. Kontrolliert.

Die NaviEase Einführschleuse ist für den transseptalen Zugang zum linken Vorhof konzipiert und mit allen gängigen transseptalen Nadeln kompatibel. Eine röntgendicht markierte Spitze ermöglicht die Orientierung unter Durchleuchtung, während die Konstruktion ein schonendes Vorbringen durch das atriale Septum sowie eine sichere Handhabung während des Eingriffs unterstützt. Die NaviEase ist in verschiedenen Größen, Längen und Kurvenformen erhältlich und – je nach Ausführung – auch für den Zugang zum rechten Vorhof und in den linken Ventrikel geeignet.


EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- + Röntgendichte Markierung an der Spitze für präzise Positionierung unter Durchleuchtung
- + Sanfter Übergang von Dilatator zu Schleuse für atraumatisches Vorschieben
- + Distale Seitenlöcher für einfaches Aspirieren und Spülen
- + Hämostatisches Ventil zur Vermeidung von Blutrückfluss und Luftembolien
- + Geeignet für alle gängigen transseptalen Nadeln
- + Verschiedene Kurvenformen für flexible Anwendung


TECHNISCHE DATEN

- + Größen: 8.0F, 8.5F
- + Nutzbare Länge: 62–63 cm
- + Länge Dilatator: 67 cm
- + Kurvenformen: L0, L1, R0

Kurvenformen L0 und R0



Kurvenform L1





BESTELLINFORMATIONEN

NaviEase™

Artikel	Größe I.D. (F)	Kurvenform	Nutzbare Länge (cm)	Länge Dilatator (cm)	REF-Code/Bestellnr.
NaviEase L0 8.0F 63 cm	8	L0	63	67	S0806332L0
NaviEase L1 8.0F 63 cm	8	L1	63	67	S0806332L1
NaviEase R0 8.0F 62 cm	8	R0	62	67	S0806238R0
NaviEase L0 8.5F 63 cm	8.5	L0	63	67	S0856332L0
NaviEase L1 8.5F 63 cm	8.5	L1	63	67	S0856332L1
NaviEase R0 8.5F 62 cm	8.5	R0	62	67	S0856238R0

Lieferumfang:

Set mit Einführschleuse, Dilatator und Führungsdraht mit J-Spitze

+ R0: 0.038", 145 cm lang

+ L0 und L1: 0.032", 180 cm lang