




## TD Katheter

Thermodilutionskatheter



# Hämodynamik und Herzzeitvolumen im Blick.


Unsere Thermodilutions-Ballonkatheter sind für die Messung des Herzzeitvolumens mittels Thermodilutionsmethode indiziert. Darüber hinaus ermöglichen sie die Messung hämodynamischer Drücke im Rechtsherz und in den Pulmonalarterien sowie bei Bedarf Blutentnahmen und die Infusion bzw. Applikation von Medikamenten.

### EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- + Zuverlässige Druckübertragung
- + Gute Röntgensichtbarkeit
- + Einfache Handhabung
- + Unterschiedliche Katheter-Steifigkeiten verfügbar
- + Auch als Version mit „S“-Tip verfügbar
- + Geeignete Größen und Längen für den brachialen Zugang
- + Optional mit Kontaminationsschutz
- + Optional mit Sicherheitsventil SAFETYWEDGE™
- + Frei von Weichmachern, mit antithrombogenen Eigenschaften durch Kathetermaterial Polyurethan

### TECHNISCHE DATEN

- + Größen: 5F, 6F, 7F, 7,5F
- + Länge: 110 cm
- + Markierungen: alle 10 cm






## BESTELLINFORMATIONEN

### TD Katheter

| Artikel                        | Material | Größe | Anzahl Lumen | Ballon-Volumen | Kompatible Einführschleuse | Kompatibler Führungsdraht | REF-Code      | Bestellnr. |
|--------------------------------|----------|-------|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| <b>TD Katheter 5F4s</b>        | PU stoff | 5F    | 4            | 0,75 ml        | 6F                         | 0,018"                    | TD2504-110NXF | 30010030   |
| <b>TD Katheter 6F4</b>         | PU       | 6F    | 4            | 1,0 ml         | 7F                         | 0,025"                    | TD2604NX      | 30010031   |
| <b>TD Katheter 6F4s</b>        | PU stoff | 6F    | 4            | 1,0 ml         | 7F                         | 0,025"                    | TD2604NXF     | 30010032   |
| <b>TD Katheter 7F4</b>         | PU       | 7F    | 4            | 1,5 ml         | 8F                         | 0,025"                    | TD2704NX      | 30010004   |
| <b>TD Katheter 7F4s</b>        | PU stoff | 7F    | 4            | 1,5 ml         | 8F                         | 0,025"                    | TD2704NXF     | 30010015   |
| <b>TD Katheter 7.5F5</b>       | PU       | 7,5F  | 5            | 1,5 ml         | 8,5F                       | 0,025"                    | TD2755NX      | 30010005   |
| <b>TD Katheter 7.5F5s</b>      | PU stoff | 7,5F  | 5            | 1,5 ml         | 8,5F                       | 0,025"                    | TD2755NXF     | 30010033   |
| <b>Inline-Temperatursensor</b> |          |       |              |                |                            |                           | SP5045        | 30010027   |



#### Weitere technische Details

Thermistor-Widerstand 14 kOhm | Katheter nicht beschichtet