




VASCADE® VCS

Gefäßverschlusssystem
arteriell und venös



Einfach. Sicher. Schneller.






VASCADE VCS ist ein extravaskuläres Gefäßverschlusssystem für den perkutanen Verschluss femoraler Arterien- und Venenzugänge nach diagnostischen oder interventionellen endovaskulären Eingriffen. Im Vergleich zur manuellen Kompression unterstützt das System eine schnellere Mobilisierung und reduziert das Risiko punktionsbedingter Komplikationen. Die Anwendung erfolgt einfach und intuitiv durch nur eine Person. Der resorbierbare Kollagen-Patch verschließt die Zugangsstelle sicher und wird vollständig vom Körper abgebaut – ohne dauerhaft verbleibende Implantate.

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- + Verkürzte Mobilisierungs- und Entlassungszeit¹
- + Minimale Komplikationsrate¹
- + Vollständig resorbierbar²
- + Erhöhter Patientenkomfort²
- + Nach nur 30 Tagen kann dieselbe Zugangsstelle wieder punktiert werden²

TECHNISCHE DATEN

- + Länge der Einführschleuse bis zu 12 cm*
- + Kompatibel mit Einführschleusen von 5 bzw. 6-7F Innendurchmesser
- + Nutzlänge: 15 cm
- + Temporäre Verschluss Scheibe: ø 6,5 mm
- + Materialien:
 - + Katheter: Polyimid, Polyamid, Nitinol
 - + Scheibe: Polyurethanbeschichtetes Nitinol
 - + Kollagen-Patch: 15 mm Länge





BESTELLINFORMATIONEN

VASCADE® VCS

Artikel	Größe (F)	Beschreibung	Kompatible Einführschleuse	REF-Code	Bestellnr.
VASCADE® 5F VCS	5	arteriell & venös	5F Innendurchmesser, 12 cm max. Länge	700-500DX-05E	38233003
VASCADE® 6/7F VCS	6/7	arteriell & venös	6/7F Innendurchmesser, 12 cm max. Länge	700-580I-05E	38233001

¹ Hermiller JB., et al. A Prospective, Randomized, Pivotal Trial of a Novel Extravascular Collagen-Based Closure Device Compared to Manual Compression in Diagnostic and Interventional Patients. J Invasive Cardiol. 2015; 27(3): 129-36.

² VASCADE® VCS Gebrauchsanweisung. EU IFU 5685.

* Zur Verwendung von 5F bzw. 6/7F Einführschleusen mit einer Länge von 12 cm. Die Gesamtlänge der Schleuse (einschließlich Einführöffnung) muss weniger als 15 cm betragen.