




SafeSheath® II

Peel-away-Einführschleuse



Sicher einführen. Einfach entfernen.

SafeSheath II steht für das bewährte Konzept der Peel-away-Einführschleuse mit teilbarem hämostatischem Ventil – für das schnelle und sichere Legen von ICD-, CRT- und Herzschrittmacher-Elektroden mittels Punktionstechnik. Kennzeichnend sind die leichtgängige Handhabung und die hämostatische Funktion des Ventils. SafeSheath II ist auch als Long-Version mit Führung bis in die Vena cava superior erhältlich – für das Einführen neuer Elektroden bei bereits implantierten Systemen oder bei stenosierte Zugangsgefäßen.

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- + Dilator mit leichtgängiger Steck-Arretierung
- + Hohe Schleusensteifigkeit, auch für stenosierte Zugangsgefäße geeignet
- + Leichtgängige Dichtmembran für einfaches Einführen und Manipulieren der Elektroden
- + Hämostatisches Ventil zur Vermeidung von Blutverlust und Luftembolien
- + Sideport mit 3-Wege-Hahn für Infusionen und Kontrastmittelinjektionen
- + Große Break-away-Flügel für leichtes Aufbrechen



TECHNISCHE DATEN

SafeSheath II

- + Größen: 6–12,5F
- + Schleusenlänge: 13 cm
- + Dilatorlänge: 19,5 cm

SafeSheath II Long

- + Größen: 6–11F
- + Schleusenlänge: 23 cm
- + Dilatorlänge: 29,5 cm





BESTELLINFORMATIONEN

SafeSheath® II Peel-away-Einführschleuse

Artikel	Größe	Farbcodierung	Länge	REF-Code	Bestellnr.
SafeSheath II 6F	6F	 Grün	13 cm	SS6	06102100
SafeSheath II 7F	7F	 Orange	13 cm	SS7	06102200
SafeSheath II 8F	8F	 Blau	13 cm	SS8	06102300
SafeSheath II 8,5F	8,5F	 Hellblau	13 cm	SS85	06102400
SafeSheath II 9F	9F	 Schwarz	13 cm	SS9	06102500
SafeSheath II 9,5F	9,5F	 Grau	13 cm	SS95	06102600
SafeSheath II 10F	10F	 Magenta	13 cm	SS10	06102700
SafeSheath II 10,5F	10,5F	 Rosa	13 cm	SS105	06102710
SafeSheath II 11F	11F	 Gelb	13 cm	SS11	06102810
SafeSheath II 12F	12F	 Braun	13 cm	SS12	06102900
SafeSheath II 12,5F	12,5F	 Beige	13 cm	SS125	06103000

SafeSheath® II Long Peel-away-Einführschleuse

Artikel	Größe	Farbcodierung	Länge	REF-Code	Bestellnr.
SafeSheath II Long 6F	6F	 Grün	23 cm	SSL6	06102150
SafeSheath II Long 7F	7F	 Orange	23 cm	SSL7	06102250
SafeSheath II Long 8F	8F	 Blau	23 cm	SSL8	06102350
SafeSheath II Long 9F	9F	 Schwarz	23 cm	SSL9	06102550
SafeSheath II Long 10F	10F	 Magenta	23 cm	SSL10	06102750
SafeSheath II Long 10,5F	10,5F	 Rosa	23 cm	SSL105	06102760
SafeSheath II Long 11F	11F	 Gelb	23 cm	SSL11	06102850

Lieferumfang:

Peel-away-Schleuse mit teilbarem hämostatischem Ventil und Sideport mit 3-Wege-Hahn | Dilator | Nadel 18 G x 70 mm | Spritze 10 cc | Flexibler Führungsdraht mit gerader und J-Spitze 0.038" x 50 cm bzw. 60 cm