
Bisping
MEDIZINTECHNIK



Spike Flow

Einschwemm-
Stimulationskatheter

Temporäre Stimulation. Zielgerichtet platziert.

Spike Flow ist ein temporärer, bipolarer Einschwemm-Stimulationskatheter für die passagere transvenöse Stimulation des Herzens zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken. Er kommt unter anderem bei Bradykardie oder AV-Block bei akutem Herzinfarkt, in der intensivmedizinischen Versorgung und während der Narkose sowie als Übergangslösung vor Implantation eines permanenten Schrittmachers zum Einsatz. Der distale Ballon ermöglicht die zielgerichtete Platzierung im rechten Ventrikel – mit oder ohne Durchleuchtung.

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- Distaler Ballon zum Einschwemmen in den rechten Ventrikel
- Platzierung mit oder ohne Durchleuchtung möglich
- Bipolare Stimulation über zwei Edelstahlelektroden
- Berührgeschützte 2-mm-Anschlussstecker zum Anschluss an externe Herzschrittmacher
- Adapter und Verlängerungskabel für verschiedene Anschlüsse verfügbar

TECHNISCHE DATEN

- Größe: 5F
- Nutzbare Länge: 110 cm
- Ballondurchmesser: 9 mm
- Kathetermaterial: PU
- Kompatible Einführschleuse: 6F









BESTELLINFORMATIONEN


Spike Flow

Artikel	Größe	Ballondurchmesser	Nutzbare Länge	REF-Code	Bestellnr.
Spike Flow	5F	9 mm	110 cm	BP2502-10	33121650

Adapter berührgeschützt auf ungeschützt mit Schutzkappe

Artikel	Inhalt	REF-Code	Bestellnr.
Adapter Set 2 mm Pins unsteril	2 unsterile Adapter, rot + schwarz	PG922/2TP2WG-20	33102240
Adapter Set 2 mm Pins steril	2 sterile Adapter, rot + schwarz	PG922/2TPS2	33102245

Verlängerungskabel (Länge: 2 m) steril, Einweg

Artikel	Anschlussstecker Schrittmacher-Seite	Anschlussbuchse Patienten-Seite	REF-Code	Bestellnr.
Verlängerungskabel Spike 2U	2 mm Pins ungeschützt mit Schutzkappe 	Buchsen für berührgeschützte/ ungeschützte 2 mm Pins **grau**  oder **blau**  auf Anfrage	F7817/33LC	33781733
Verlängerungskabel Spike 2G	2 mm Pins berührgeschützt 		F7817/30LC	33781730
Verlängerungskabel Spike MDT	Typ Medtronic 		F7817/MEDLC	33781799
Verlängerungskabel Spike BIO	Typ Biotronik 		F7817/BIOLC	33781789
Verlängerungskabel Spike OSY	Typ Osypka 		F7817/OSYLC	33781779

Ebenfalls im Portfolio:

- Externe Ein- und Zweikammer-Herzschrittmacher
- Sämtliche gängigen Verlängerungskabel und Adapter für den Anschluss an externe Herzschrittmacher

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.

Bisping MEDIZINTECHNIK

Bisping Medizintechnik GmbH
An der Glashütte 8, 52074 Aachen · www.bispingmed.de
Ihr direkter Kontakt: T +49 241 997532-22 · kundenservice@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners

FIAB®

202609-PB-0007-DE